


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	145597
<b>Désignation</b>	Eprouvette Brand 1000 ml



### Description :

- ✓ Eprouvette graduée (graduations bleues)
- ✓ Forme haute
- ✓ En polypropylène
- ✓ Classe B
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Avec pied hexagonal

### Certificats :

- ✓ DIN 12 681 et ISO 6706

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Subdivision 10 ml / limite d'erreur  $\pm 10$  ml
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Hauteur : 440 mm

### Unité de vente :

5 Eprouvettes