


FICHE TECHNIQUE

Référence	145614
Désignation	Eprouvette Brand 25 ml



Description :

- ✓ Eprouvette graduée (graduations bleues)
- ✓ Forme haute
- ✓ En polypropylène
- ✓ Classe B
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Avec pied hexagonal

Certificats :

- ✓ DIN 12 681 et ISO 6706

Caractéristiques techniques :

- ✓ Subdivision 0,5 ml / limite d'erreur $\pm 0,5$ ml
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Hauteur : 170 mm

Unité de vente :

10 Eprouvettes