


FICHE TECHNIQUE

Référence	145616
Désignation	Eprouvette Brand 100 ml



Description :

- ✓ Eprouvette graduée (graduations bleues)
- ✓ Forme haute
- ✓ En polypropylène
- ✓ Classe B
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Avec pied hexagonal

Certificats :

- ✓ DIN 12 681 et ISO 6706

Caractéristiques techniques :

- ✓ Subdivision 1 ml / limite d'erreur ± 1 ml
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Hauteur : 250 mm

Unité de vente :

10 Eprouvettes