


FICHE TECHNIQUE

Référence	145617
Désignation	Eprouvette Brand 500 ml



Description :

- ✓ Eprouvette graduée (graduations bleues)
- ✓ Forme haute
- ✓ En polypropylène
- ✓ Classe B
- ✓ Avec bec verseur
- ✓ Avec pied hexagonal

Certificats :

- ✓ DIN 12 681 et ISO 6706

Caractéristiques techniques :

- ✓ Subdivision 5 ml / limite d'erreur ± 5 ml
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Hauteur : 360 mm

Unité de vente :

5 Eprouvettes