

FICHE TECHNIQUE

Référence	146564NS
Désignation	Filtre seringue Minisart



Description :

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Membrane en PES (Poly Ether Sulfone) : large compatibilité chimique – gamme pH 10 14
- ✓ Non stérile
- ✓ Débit et capacité de filtration élevés
- ✓ Raccord entrée LL femelle
- ✓ Raccord sortie Luer Lock
- ✓ Seuil de filtration 0,2 μ m
- ✓ Diamètre de membrane : 28 mm
- ✓ Diamètre de corps de filtre en cryolite 33 mm

Unité de vente :

500 Filtres seringue Minisart
