


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	146571
<b>Désignation</b>	MEMBRANE NITRATE 0,45µM 47MM BLANC QUADRILLE NOIR STERILE



### Description :

- ✓ Dimensions : Bord hydrophobe Non
- ✓ Diamètre du filtre  $\varnothing$  47 mm
- ✓ Seuil de rétention 0.45  $\mu$ m
- ✓ Coloris blanc quadrillé noir
- ✓ Stérile, emballage individuel



### Unité de vente :

1000 Membranes