


FICHE TECHNIQUE

Référence	146575
Désignation	Membrane 0,2 μ m nitrate de cellulose 47 mm



Description :

- ✓ Matériau de la membrane : Nitrate de Cellulose
 - ✓ Couleur : blanc
 - ✓ Couleur du quadrillage : Noir
 - ✓ Réaction à l'eau : Hydrophile
 - ✓ Stérile
 - ✓ Emballage individuel
-
- ✓ Diamètre : 47 mm
 - ✓ Seuil de rétention : 0,2 μ m

Unité de vente :
100
