



FICHE TECHNIQUE

Référence	146577
Désignation	MEMBRANE NITRATE 0,45µm 25mm NOIR QUADRILLE BLANC



Description :

- ✓ Application : Dénombrement microbien
- ✓ Marché Environnement / Test d'eau / Produits alimentaires et boissons
- ✓ Dimensions Bord hydrophobe 3mm
- ✓ Diamètre du filtre \varnothing 0.25 mm
- ✓ Débit élevé : Non
- ✓ Couleur | couleur du quadrillage gris / blanc
- ✓ Matériau constitutif de la membrane : Nitrate de cellulose (CN ; mélange d'esters de cellulose)
- ✓ Seuil de rétention 0.45 µm
- ✓ Hydrophile
- ✓ Non stérile, en vrac



Unité de vente :

100 Membranes