



## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	146580
<b>Désignation</b>	Membrane nitrate de cellulose 0,45 µm



### Description :

- ✓ Membrane en nitrate de cellulose
- ✓ Quadrillée
- ✓ Couleur gris / quadrillage blanc



### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Conforme aux normes ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 et EN 12780

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Seuil de rétention : 0,45 µm
- ✓ Dimensions : Ø 47 mm

### Unité de vente :

100 Membranes