


FICHE TECHNIQUE

Référence	146590
Désignation	MEMBRANE NITRATE 0,45µM 47MM BLANC QUADRILLE VERT STERILE



Description :

- ✓ Les membranes filtrantes stériles emballées individuellement peuvent être utilisées pour le comptage de colonies, les tests de particules, la microscopie et les tests de stérilité. Les filtres à membrane sont constitués de nitrate de cellulose (mélange d'esters de cellulose), d'acétate de cellulose ou de cellulose régénérée.
- ✓ Application Dénombrement microbien
- ✓ Marché Environnemental / Test d'eau / Produits alimentaires et boissons
- ✓ Dimensions Bord hydrophobe – None - Diamètre du filtre \varnothing 47 mm
- ✓ Débit élevé Non
- ✓ Couleur | couleur du quadrillage : blanc | vert
- ✓ Matériau constitutif de la membrane : Nitrate de Cellulose (CN; Mixed Ester de Cellulose)
- ✓ Seuil de rétention 0.45 µm
- ✓ Hydrophilic
- ✓ Stérile, emballage individuel



Unité de vente :

100 Membranes