


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	146591
<b>Désignation</b>	MEMBRANE NITRATE 0,45µM 47MM BLANC QUADRILLE VERT STERILE



### Description :

- ✓ Les membranes filtrantes stériles emballées individuellement ou prêtes à l'emploi en distributeur peuvent être utilisées pour le comptage de colonies, les tests de particules, la microscopie et les tests de stérilité. Les filtres à membrane sont constitués de nitrate de cellulose (mélange d'esters de cellulose), d'acétate de cellulose ou de cellulose régénérée.
- ✓ Application : Dénombrement microbien
- ✓ Marché Environnement / Test d'eau / Produits alimentaires et boissons
- ✓ Dimensions Bord hydrophobe Aucun
- ✓ Diamètre du filtre  $\varnothing$  47mm
- ✓ Débit élevé : Non
- ✓ Couleur | couleur du quadrillage blanche | verte
- ✓ Matériau constitutif de la membrane : Nitrate de cellulose (CN ; mélange d'esters de cellulose)
- ✓ Seuil de rétention 0,45  $\mu$ m
- ✓ Hydrophile
- ✓ Stérile, emballé individuellement



### Unité de vente :

1000 Membranes