


FICHE TECHNIQUE

Référence	146602
Désignation	Membrane



Description :

- ✓ En acétate de cellulose
- ✓ Taux de récupération exceptionnel pour les microorganismes
- ✓ Irradiés aux rayons gamma à 25 kGray
- ✓ Emballée individuellement
- ✓ Porosité : 0,2 µm
- ✓ Diamètre : 47 mm
- ✓ Epaisseur : 120 - 130 µm
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

100 Membranes