


FICHE TECHNIQUE

Référence	146603
Désignation	MEMBRANE ACETATE 0,45µM 47MM HYDROPHOBE STERILE QUADRILLE NOIR



Description :

- ✓ Application Dénombrement microbien
- ✓ Marché Environnemental / Test d'eau / Produits alimentaires et boissons
- ✓ Dimensions Bord hydrophobe 3 mm
- ✓ Diamètre du filtre \varnothing 47 mm
- ✓ Débit élevé Non
- ✓ Couleur | couleur du quadrillage : blanc | noir
- ✓ Matériau constitutif de la membrane : Acétate de cellulose (CA)
- ✓ Seuil de rétention 0.45 μ m
- ✓ Hydrophile
- ✓ Emballage : Stérile, Emballé individuellement

Unité de vente :

100 Membranes
