

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	146608
<b>Désignation</b>	Filtre seringue



### Description :

- ✓ Membrane en acétate de cellulose sans surfactant garantissant un très faible taux d'adsorption protéique.
- ✓ Sortie Luer Lock
- ✓ Marquage CE
- ✓ Surface de filtration de 5.3 cm<sup>2</sup> : débit de filtration élevé
- ✓ Stérile
- ✓ Dimension : Ø : 28 mm
- ✓ Seuil de filtration 5 µm
- ✓ Couleur Brun

### Unité de vente :

50 filtres