

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	146611
<b>Désignation</b>	FILTRE SERINGUE MINISART HIGH FLOW 0,2µM PES STERILE 28MM



---

### Description :

- ✓ Filtres seringues Minisart High Flow pour la filtration stérilisante et l'élimination des particules.
- ✓ Ces filtres seringues prêts à l'emploi, équipés d'une membrane en PES, ont un débit excellent et un volume filtrable élevé.

### Unité de vente :

50 Filtres seringue

---