

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	146623
<b>Désignation</b>	Filtre seringue Minisart NML



---

### Description :

- ✓ Applications : clarification et filtration de solutions aqueuses pour des volumes jusqu'à 100 ml
- ✓ Non stérile
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Membrane en acétate de cellulose sans surfactant garantissant un très faible taux d'absorption protéique
- ✓ Surface de filtration 5,3 cm<sup>2</sup> - débit de filtration élevé
- ✓ Seuil de filtration 0,45 µm
- ✓ Raccord entrée LL femelle
- ✓ Dimensions : Ø membrane 28 mm / Ø corps de filtre en cryolite 33 mm

### Unité de vente :

500 Filtres seringue Minisart NML

---