

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	146624
<b>Désignation</b>	Filtre



### Description :

- ✓ Filtre à seringue Minisart NML
- ✓ Prêtes à l'emploi, stériles en emballage individuel
- ✓ Membrane en acétate de cellulose sans surfactant garantissant un très faible taux d'adsorption protéique
- ✓ Le Minisart Plus possède également un préfiltre en fibre de verre, qui facilite la filtration de solutions colmatantes
- ✓ Surface de filtration de 5,3 cm<sup>2</sup> : débit de filtration élevé
- ✓ Marquage CE conformément à la Directive européenne ECD 93/42/EEG sur les dispositifs médicaux pour les Minisart NML de porosité 0,2 et 0,45 µm
- ✓ Clarification et filtration de solutions aqueuses pour des volumes jusqu'à 100 ml
- ✓ Sortie Luer Tip
- ✓ Diamètre : 28 mm
- ✓ Seuil de filtration : 0.45 µm

### Unité de vente :

50 Filtres

---