

FICHE TECHNIQUE

Référence	146626
Désignation	Minisart



Description :

- ✓ Filtre seringue Minisart High Flow
- ✓ Prêtes à l'emploi, stériles en emballage individuel
- ✓ Membrane en PES (Poly Ether Sulfone) : large compatibilité chimique - Gamme de pH : 1 à 14
- ✓ Débit et capacité de filtration élevés
- ✓ Raccord entrée LL femelle
- ✓ Sortie Luer Tip
- ✓ Filtration stérilisante de solutions aqueuses, d'acides et de bases pour des volumes allant jusqu'à 100 ml
- ✓ Seuil de filtration : 0.45 μm
- ✓ Diamètre membrane : 28 mm
- ✓ Diamètre corps de filtre en cryolite : 33 mm

Unité de vente :

500 Minisarts