

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	146695B
<b>Désignation</b>	Concentrateur 10000 Daltons Vivaspin Turbo 4



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Membrane en polyethersufone
- ✓ Longueur totale insert concentrateur : 75.5 mm
- ✓ Longueur totale en tube avec bouchon : 122.5 mm
- ✓ Diamètre de l'insert concentrateur : 14.6 mm
- ✓ Membrane active : 3.2 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume de la membrane : <10 µl
- ✓ Volume mort (rotor libre) : 40 µl
- ✓ Volume mort (rotor angulaire) : 30 µl
- ✓ Volume : jusqu'à 4 ml

### Unité de vente :

25 pièces