

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	146710
<b>Désignation</b>	Vivaspin 6 Pes 30 Kd



### Description :

- ✓ Les concentrateurs à centrifuger Vivaspin® 6, unités à usage unique, ont été développés pour offrir une gamme de volume et une meilleure performance. Ils peuvent être utilisés dans des rotors à angle fixe ou mobile, acceptant les tubes standard à fond conique de 15 ml. Vivaspin® 6 offre une double membrane verticale, et par conséquent une excellente vitesse de filtration ainsi qu'un facteur de concentration > 100x. Le volume résiduel est facile à déterminer sur l'échelle imprimée sur le côté du tube, et le volume anti-assèchement simplifie et sécurise la récupération directe à la pipette du concentrat final.
- ✓ Dimensions : Longueur totale : 122 mm. Surface membranaire : 2.5 cm<sup>2</sup>
- ✓ Matière : corps/manchon/capuchon : Polycarbonate  
Flacon à filtrat : Polypropylène. Membrane : Polyéthersulfone
- ✓ Gamme de volume : 2 - 6 mL
- ✓ Rotor angulaire fixe - Capacité maximale : 6 mL
- ✓ Volume anti-assèchement : 30 µL. Volume mort : < 10 µL

### Unité de vente :

25 Vivaspin