

FICHE TECHNIQUE

Référence	146876
Désignation	Entonnoir filtration Biosart 250



Description :

- ✓ Pour contrôle microbiologique par dénombrement de germes par la méthode de filtration sur membrane
- ✓ En polypropylène stérile
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Permet de réduire les temps de filtration et de manipulation des tests de routine, par rapport à l'emploi d'entonnoirs en acier inox
- ✓ Diamètre interne optimisé du Biosart 250 assure des débits importants et sa forme conique garantit un rinçage minutieux du système

Unité de vente :

50 entonnoirs
