

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	146877
<b>Désignation</b>	Membrane Biosart® 100



---

### Description :

- ✓ A usage unique
- ✓ Stérile
- ✓ Coloris : blanc – quadrillage noir
- ✓ Surface de filtration 14,5 cm<sup>2</sup>
- ✓ Seuil de rétention : 0,45 µm
- ✓ Capacité / Volume : 100 ml
- ✓ Dimensions ø 47 mm

### Unité de vente :

48 Membranes Biosart® 100

---