

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	146878
<b>Désignation</b>	Système Biosart



---

### Description :

- ✓ Système Biosart 100
- ✓ Système complet
- ✓ Stérile et à usage unique
- ✓ Avec un entonnoir, une membrane filtrante amovible et un carton absorbant pour milieux de culture
- ✓ Gamme complète de milieux de culture, fournis stériles en ampoules de 2,5 ml
- ✓ Unité prête à l'emploi utilisable sur la plupart des appareils de filtration sous vide (Système Combisart)
- ✓ Certificat qualité fourni dans chaque conditionnement de Biosart 100 et de milieux de culture
- ✓ Blanche quadrillage noir
- ✓ Pores : 0.45 µm
- ✓ Volume : 100 ml

### Unité de vente :

48 Biosart

---