

FICHE TECHNIQUE

Référence	146902
Désignation	Filtres



Description :

- ✓ Filtres événements Midisart 2000
- ✓ Événements stériles pour les fermenteurs, bonbonnes et incubateurs à CO₂ de 6 à 120 litres
- ✓ Utilisables comme filtres de solution aqueuse
- ✓ Également pour la stérilisation en ligne
- ✓ Corps de filtre : PTFE - renforcé par polypropylène
- ✓ Membrane : polypropylène
- ✓ Diamètre de la membrane : 64 mm
- ✓ Surface de filtration : 20 cm²
- ✓ Volume : environ 3 ml
- ✓ Temp. max. autoclave : 134 °C
- ✓ Cycles max. autoclave : 20
- ✓ Résistance maximale : 300 kPa (3 bar = 44 psi)
- ✓ Connecteur : Olive
- ✓ Seuil de filtration : 0.2 µm

Unité de vente :

12 Filtres
