

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	147000
<b>Désignation</b>	Support de filtration



### Description :

- ✓ Support de filtration en verre fritté Sartorius
- ✓ Support de filtration sous vide pour les tests d'hybridation, les tests de particules et la clarification

### Certificats :

- ✓ Stérilisation par autoclave (134°C max) ou chaleur sèche (180°C max)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité entonnoir : 250 ml
- ✓ Pour filtre :  $\varnothing$  47-50 mm
- ✓ Diamètre bec de sortie : 15 mm
- ✓ Surface de filtration : 12,5 cm<sup>2</sup>

### Unité de vente :

1 Support de filtration

---