

FICHE TECHNIQUE

Référence	147072
Désignation	Filtres seringue Minisart RC



Description :

- ✓ Avec membrane en cellulose régénérée
- ✓ Hydrophile
- ✓ Non stérile
- ✓ Pour l'ultra nettoyage de solutions aqueuses et de solvants organiques
- ✓ Autoclavable
- ✓ Connexion : entrée luer lock, sortie luer
- ✓ 0,2 µm diamètre 4 mm
- ✓ Débit 3,5 ml/mm

Unité de vente :

50 Filtres