

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	147807
<b>Désignation</b>	Filtre évent Midisart



### Description :

- ✓ Events stériles pour les fermenteurs, bonbonnes et incubateurs à CO<sub>2</sub> de 6 à 120 litres
- ✓ Utilisables comme filtres de solution aqueuse
- ✓ Stérile
- ✓ Corps de filtre : PTFE - renforcé par polypropylène
- ✓ Membrane : polypropylène
- ✓ Diamètre de la membrane : 64 mm
- ✓ Surface de filtration : 20 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume : environ 3 ml
- ✓ Temp. max. autoclave : 134 °C
- ✓ Cycles max. autoclave : 20
- ✓ Résistance maximale : 300 kPa (3 bar = 44 psi)

### Unité de vente :

12 Filtres