

FICHE TECHNIQUE

Référence	147842
Désignation	Filtre seringue minisart SRP PTFE 0,2µm 25mm



Description :

- ✓ Unités Minisart SRP avec une membrane hydrophobe en PTFE, vierge et chimiquement inerte.
- ✓ Unités prêtes à l'emploi pour l'ultra-nettoyage simple, rapide et sûr de petits volumes d'échantillons pour les analyses HPLC ou CG.
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

50 Filtres
