

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	147843
<b>Désignation</b>	Filtre seringue Minisart SRP 0,45 µm – 25 mm



---

### Description :

- ✓ Avec membrane en PTFE
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Pour l'ultra nettoyage de solutions agressives, d'échantillons HPLC et GC
- ✓ Connexion entrée luer lock femelle
- ✓ Seuil de rétention : 0,45 µm
- ✓ Surface de filtration : 3 cm<sup>2</sup>
- ✓ Débit : 0,1 ml/mm
- ✓ Dimensions : Ø 25 mm

### Unité de vente :

50 Filtres seringue Minisart SRP 0,45 µm – 25 mm

---