

FICHE TECHNIQUE

Référence	147844
Désignation	Entonnoir Microsart 100



Description :

- ✓ Entonnoir Microsart 100 à usage unique
- ✓ En polypropylène
- ✓ Graduons marquées à 20, 50 et 100 ml
- ✓ Forme optimisée pour un rinçage approfondi du système de filtration

Certificats :

- ✓ Stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour membrane diamètre 47 mm

Unité de vente :

100 Entonnoirs Microsart
