

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	147845
<b>Désignation</b>	Entonnoirs Microsart 250



### Description :

- ✓ Pour une filtration rapide lors de tests de routine de l'eau, d'aliments,
- ✓ Stérile
- ✓ Membrane quadrillée placée sur un support pour filtre en acier inoxydable
- ✓ Entonnoir en PP
- ✓ Graduations marquées à 20, 50 et 100 ml
- ✓ Forme optimisée pour un rinçage approfondi du système de filtration

### Unité de vente :

6 x 16 entonnoirs

---