

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 147846 |
| Désignation | Filtre seringue minisart 0,2 μ m 15mm non stérile |



Description :

- ✓ Filtre seringues Minisart RC avec membrane hydrophile, résistante aux solvants.
- ✓ Cellulose régénérée
- ✓ Unités prêtes à l'emploi pour l'ultra-nettoyage simple, rapide et sûr de petits volumes d'échantillons pour les analyses HPLC ou CG.
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

50 Filtres
