

FICHE TECHNIQUE

Référence	148951
Désignation	Tuyau côté pression



Description :

- ✓ Tuyau servant au raccord côté pression à la pompe de transfert Microsart e.jet Sartorius
- ✓ En silicone
- ✓ La longueur requise dépend de la distance entre la pompe de transfert et la purge

Certificats :

- ✓ Destiné aux produits alimentaires et boissons ; aux marchés environnemental (test d'eau), pharma et biotech

Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur 1 m

Unité de vente :

1 Tuyau de 1 m
