

FICHE TECHNIQUE

Référence	150071
Désignation	PACK 4 PROLINE PLUS



Description :

- ✓ Les Multipacks regroupent un jeu de pipettes mécaniques monocanal mLINE® ou Proline® Plus avec les racks de pointes correspondants et des accessoires utiles. C'est une aubaine si vous souhaitez remplacer vos pipettes mécaniques usagées à prix abordable !
- ✓ Dimensions WxDxH : 300 × 200 × 310 mm
- ✓ Marque Proline® Plus
- ✓ Type de pipette : Pipettes mécaniques, Multipacks
- ✓ Volume 10 µl, 100 µl, 200 µl, 1,000 µl

Unité de vente :

1 Pack Proline Plus