

## Désignation

- Pointes 1000µL extended L.102mm rack unitaire stérile

## Référence

- 150080

Unité de vente : 768



- Les pointes Optifit assurent l'ajustement parfait et l'étanchéité sur les pipettes Sartorius pour garantir la meilleure justesse et la meilleure reproductibilité de pipetage. Le codage couleur sur les plateaux de pointes vous aide à retrouver facilement la pipette Sartorius avec le code couleur correspondant. Par ailleurs, les pointes Optifit sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifiée ISO 8.
- Bord large : Non
- Compatibilité Appareil/Instrument : Picus® NxT, Picus®, Tacta®, Proline® Plus, Mline®, Proline®
- Conception universelle
- Longueur étendue Oui
- Dimensions (LxPxH) : 450 × 255 × 90 mm
- Longueur : 102 mm
- Emballage Single Tray
- Marque Optifit
- Type de pointe : Pointes non-à-filtre
- Stérile
- Pureté : Pre-sterilized & free of DNase, RNase, human DNA and endotoxins
- Volume : 1,000 µL
- Conditionnement : x96x8

