

## Anabac®

Déodorant pour autoclave

Réf. 320 100 (Classic) - Réf. 320 200 (Poma) - Réf. 320 300 (Citrus)

Réf. 320 400 (Floral) - Réf. 320 500 (Peach)



Anabac® est un déodorant pour autoclave qui rafraîchit et parfume l'air du laboratoire suite à un autoclavage.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Fond complètement sans laisser de résidus
  - Aucun effet sur l'autoclavage
  - Compatible avec tout autoclave (max 200 L)
  - 100 % biodégradable
  - Parfum français
  - Boîte de 100 gélules
  - Disponible en 5 fragrances
- Emballage (l x p x h) : 12 x 10 x 8 cm, poids : 160 g

### Anabac® Classic

Réf. : 320 100

Fragrance menthe et eucalyptus

### Anabac® Poma

Réf. : 320 200

Fragrance pomme

### Anabac® Citrus

Réf. : 320 300

Fragrance citron

### Anabac® Floral

Réf. : 320 400

Fragrance fleur

### Anabac® Peach

Réf. : 320 500

Fragrance pêche