

## PetriPile®

Portoir pour boîtes de Petri

Réf. 241 055 (Ø 55 mm) - Réf. 241 065 (Ø 65 mm) - Réf. 241 090 (Ø 90 mm)  
Réf. 241 150 (Ø 150 mm)



Certification :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

PetriPile® permet la manipulation, le transport et le stockage de boîtes de Petri.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox
- Autoclavable
- Empilable
- Disponible pour boîtes Ø 55 mm, Ø 65 mm, Ø 90 mm, Ø 150 mm
- En conformité avec les normes ISO 7218
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

### PetriPile® 55

Réf. : 241 055

- Pour boîte de Petri Ø 55 mm
- Dimensions (l x p x h) : 27,5 x 21 x 13 cm
- Emballage (l x p x h) : 28 x 23 x 15 cm, poids : 1 kg
- Nombre de boîtes : 36

### PetriPile® 65

Réf. : 241 065

- Pour boîte de Petri Ø 65 mm
- Dimensions (l x p x h) : 31 x 22 x 13,5 cm
- Emballage (l x p x h) : 31 x 23 x 15,5 cm, poids : 1 kg
- Nombre de boîtes : 36

### PetriPile® 90

Réf. : 241 090

- Pour boîte de Petri Ø 90 mm
- Dimensions (l x p x h) : 37,5 x 26 x 13 cm
- Emballage (l x p x h) : 39 x 27,5 x 15 cm, poids : 1,5 kg
- Nombre de boîtes : 36

## PetriPile® 150

Réf. : 241 150

- Pour boîte de Petri Ø 150 mm
- Dimensions (l x p x h) : 37,5 x 35,5 x 13,5 cm
- Emballage (l x p x h) : 40,5 x 41,5 x 16,5 cm, poids : 1,2 kg
- Nombre de boîtes : 16