

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	150303
<b>Désignation</b>	Panier porte boites de pétri



### Description :

- ✓ En acier inox
- ✓ Pour le chargement de boîtes de Pétri en incubateur
- ✓ Evite tout risque d'accident pendant le chargement et le transport vers l'incubateur
- ✓ Conforme à la norme V08-002 relative au chargement des étuves
- ✓ Capacité : 36 boîtes de Pétri en 2 x 3 piles de 6 boîtes
- ✓ Pour boîtes de pétri diamètre 90 mm
- ✓ Dimensions : 380 x 270 x 140 mm

### Unité de vente :

1 Panier

---