

	Scan[®] 300 Compteur automatique de colonies	Réf. 436 300
	Scan [®] 300 est un compteur automatique de colonies qui comprend l'essentiel pour débiter le comptage automatique de colonies au laboratoire et est particulièrement adapté aux milieux usuels de la microbiologie alimentaire (PCA, VRBG, MRS...).	
En conformité avec les normes CFR 21 part 11, ISO 7218, ISO 4887-2		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Corps en acier inox
- Caméra CMOS couleur
- Lentille M12
- Zoom x28
- Résolution : 1 méga-pixels
- Comptage: 1000 colonies par seconde
- Taille minimum de colonie: 0,1 mm
- Technologie d'éclairage: LED blanches longue durée / Dark Field
- Système d'éclairage: automatique avec 6 combinaisons, haut et/ou bas, fond blanc ou noir

- Comptage: automatique avec contrôle manuel
- Résultats: fichier Scan[®] recomptable, rapport PDF, jpeg, png, bmp, Excel[™]
- Connection LIMS
- Connection USB
- Comptage sur boîtes de Petri 55 - 90 mm
- Ensemencement en Spiral[®]

- Logiciel disponible en français, anglais, japonais, chinois, russe, espagnol
-
- Alimentation : 100-240V~ / 50-60Hz
- Dimensions : (L x l x H) : 28 x 27 x 29 cm, poids : 8,3 kg
- Emballage : (L x l x H) : 49 x 39 x 39 cm, poids : 10 kg

- Garantie (après enregistrement de la carte de garantie) : 3 ans
- Mises à jour du logiciel (après enregistrement de la carte de garantie) : 3 ans

- En conformité avec les normes CFR 21 part 11, ISO 7218, ISO 4887-2
- Conçu et fabriqué en France
- Certifié : ISO 9001 V2008, CE, WEEE 2002/96/EC, RoHS 2002/95/EC

CONFIGURATION MINIMALE RECOMMANDÉE

- Processeur : Intel (recommandé) ou autre
- Système : Windows 7 SP1 ou 8 ou ultérieur
- Fréquence : 2 Ghz ou supérieur
- RAM : 2 Go
- Lecteur de CD ROM, port USB
- Résolution de l'écran : 1280 x 1024 ou supérieur

LIVRÉ AVEC

- CD-ROM du logiciel Scan[®]
- Câbles de connexion

- 2 boîtes de contrôle
- Manuel d'utilisation, directives IQ/OQ/PQ
- Notice simplifiée d'utilisation

OPTIONS/ACCESSORIES

- Réf. 436 001 DataLink™, système de traçabilité
- Réf. 436 005 Adaptateur pour boîtes de Petri 55 mm
- Réf. 436 100 Ordinateur de bureau (Dell avec Windows 7 ou 8 et logiciel Scan pré-installé)
- Réf. 522 000 Lecteur de codes-barres

DOMINIQUE DUTSCHER SAS