

Spécifications du produit



YDK03

Kit de détermination de masses volumiques pour balances analytiques Séries Cubis, Secura, Quintix, Practum (précision d'affichage 0,1mg).

Détermination des masses volumiques des corps solides et des liquides.

Contenu de la livraison :

- 2 paniers inox pour corps solides
- 1 corps en verre calibré pour les liquides
- 2 béchers
- 1 thermomètre
- 1 support panier
- 1 support bécher
- 1 adaptateur pour balances Cubis 0,1mg
- 1 adaptateur pour balances Secura/Quintix/Practum 0,1mg
- 1 adaptateur pour balances CPA 0,1mg
- 1 plaque de propreté pour série Practum

=====

