

FICHE TECHNIQUE

Référence	150452
Désignation	Support



Description :

- ✓ Support - filtre inox
- ✓ En PTFE
- ✓ Pour support de filtration Sartorius
- ✓ Pour supports de diamètre : 47-50 mm
- ✓ De par son nettoyage facile, il conviendra mieux à la récupération du filtrat ou aux tâches radiochimiques
- ✓ Contient : 1 écran de support-filtre facé-PTFE, un sous-écran de drainage facé PTFE, 1 anneau en PTFE et 1 joint O-ring en silicone

Unité de vente :

1 Support
