


FICHE TECHNIQUE

Référence	150693
Désignation	Membrane 0,45 µm nitrate de cellulose 47 mm



Description :

- ✓ Matériau de la membrane : Nitrate de Cellulose
 - ✓ Couleur : Gris
 - ✓ Couleur du quadrillage : Blanc
 - ✓ Réaction à l'eau : Hydrophile
 - ✓ Stérile
 - ✓ Emballage individuel
-
- ✓ Diamètre : 47 mm
 - ✓ Seuil de rétention : 0,45 µm

Unité de vente :

100
