

Désignation

- Membrane nitrate noire hf quadrille blanc 0,45µm 47mm emballage unitaire

Référence

- 150694

Unité de vente : 1000



Description

- Membranes filtrantes Microsart® e.motion pour le comptage de colonies, les essais de particules et la microscopie.
- Livrés dans un emballage individuel stérile soudé sous forme de bande, sans papier de protection au-dessus de chaque filtre. Le pliage particulier de la bande assure une distribution uniforme de membranes filtrantes parfaitement plates.
- Champ d'application : Biocharge / Dénombrement microbien
- Dimensions : Diamètre du filtre : \varnothing 47 mm
- Seuil de rétention : 0.45 µm HF
- Marque : Microsart® e.motion
- Composition des filtres : Nitrate de cellulose (CN)
- Couleur | couleur du quadrillage : gris | blanc
- Milieux de culture : s.o.

