

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	150718
<b>Désignation</b>	sabouraud nps avec grille 47mm mf 0,45µm high flow x 100

---

### Description :

- ✓ Milieux nutritifs sur carton - milieux nutritifs déshydratés sur carton en boîtes de Pétri, pré-stérilisés, avec filtres à membrane adaptés pour un contrôle de la qualité microbiologique économique en temps et en coûts
- ✓ Aucun autre milieu de culture prêt à l'emploi n'assure une qualité aussi constante et des résultats reproductibles jusqu'à 24 mois
- ✓ La boîte NKS standard contient 100 cartons de milieux nutritifs stériles, dont chacun est individuellement inséré dans une boîte de Petri et stérilisé
- ✓ Dix de ces boîtes de Petri sont scellées dans une poche en aluminium
- ✓ Cet emballage spécial en poches protège les constituants sensibles du milieu de culture sur carton pendant le transport et le stockage des variations de température et d'humidité
- ✓ La qualité de nos NKS est ainsi garantie tout au long de leur durée de vie, jusqu'à 24 mois
- ✓ Stockage pendant 24 mois
- ✓ Conforme aux normes et références internationales
- ✓ Economique – non chronophage et peu de préparation des milieux nutritifs (stérilisation, nettoyage, etc.)
- ✓ Manipulation aisée - Pas besoin d'équipement complet de tests microbiologiques

### Unité de vente :

100 Pièces

---