

FICHE TECHNIQUE

Référence	150935
Désignation	ENTONNOIR BIOSART 250 STERILE UNITAIRE



Description :

- ✓ L'entonnoir Biosart® 250 a été spécialement conçu pour l'assurance qualité microbiologique et analytique. Les systèmes Biosart® 250 sont des entonnoirs stériles qui permettent une filtration rapide pour les analyses microbiologiques de routine des produits pharmaceutiques et cosmétiques, l'eau, les denrées alimentaires et les boissons et autres liquides. Le grand diamètre interne garantit un débit élevé et la forme conique permet un rinçage complet. Aucun liquide ne reste dans l'entonnoir.
- ✓ Application : Dénombrement microbien
- ✓ Marché : Produits alimentaires et boissons / Environnemental / Test d'eau
- ✓ Réutilisable
- ✓ Certificats de lot
- ✓ Sterility and performance tests
- ✓ Dimensions Diamètre ø 47 mm
- ✓ Dimensions WxDxH 500 × 220 × 220 mm
- ✓ Surface de filtration 12.5 cm²
- ✓ Matériau de l'entonnoir Polypropylène (PP)
- ✓ Sterile (Ethylene oxide), Emballé individuellement
- ✓ Volume 250 mL

Unité de vente :

50 Entonnoirs
