

FICHE TECHNIQUE

Référence	150982
Désignation	Kit nks chapman



Description :

- ✓ Milieux nutritifs sur carton - milieux nutritifs déshydratés sur carton en boîtes de Pétri, pré-stérilisés, avec filtres à membrane adaptés pour un contrôle de la qualité microbiologique économique en temps et en coûts. Aucun autre milieu de culture prêt à l'emploi n'assure une qualité aussi constante et des résultats reproductibles jusqu'à 24 mois.
- ✓ Dimensions :
Diamètre \varnothing 47 mm
Dimensions WxDxH 170 x 400 x 140 mm
Seuil de rétention 0.45 μ m
- ✓ Conditionnement : 10 sacs de 10

Unité de vente :

100 Kits
