

Tube 6,5ml, PS, 16x65mm, transparent, 200 PCS./sachet

Référence produit: 151101



— Informations principales

Description du produit:	Tube 6,5ml, PS, 16x65mm, transparent, 200 PCS./sachet
Stérile:	non-sterile
Conditionnement:	1800
Sous conditionnement :	200

— Emballage

Poids emballage:	7,12 kg
Dimension emballage:	470 x 285 x 335 mm
Conditionnement:	1800
Sous conditionnement :	200
PAL:	72000
