

FICHE TECHNIQUE

Référence	1542150B
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



Description :

- ✓ Fabriqués à partir de fibre 100% coton
- ✓ Lavés avec de l'acide et nettoyés à l'eau déminéralisée
- ✓ Teneur en cendres 0,007 %
- ✓ Résistants à l'humidité
- ✓ Application : analyses de solutions acides et filtration sous haute pression
- ✓ Grade : 55
- ✓ Gamme de rétention : 2 - 3 μm
- ✓ Grammage : 84 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,14 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 180 secondes
- ✓ Diamètre : 150 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
