

**COMPOSITION**

30% et plus : agents de blanchiments chlorés, désinfectants.  
 Contient : Sodium dichloroisocyanurate dihydrate CAS 51580-86-0 à 80 % (m/m) soit 45% de chlore actif  
 Chaque comprimé libère 1.5 gr de Chlore actif

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

Aspect : Pastille comprimée  
 Couleur : Blanc  
 Odeur : Chlorée  
 Poids : 3.33 gr

**CARACTERISTIQUES CHIMIQUES**

pH (10 g/l) à 25°C : 6

**CONDITIONNEMENT**

| Contenance   | Emballage   | Quantité cartons par palette | Quantité pots par palette |
|--|-------------|------------------------------|---------------------------|
| Pot de pastille de 500 grs (environs 150 pastilles)  | 12 x 500 gr | 60 ou 72 Cartons             | 720 ou 864 pots           |
| Pot de pastille de 1000 grs (environs 300 pastilles) | 6 x 1000 gr | 60 ou 72 Cartons             | 360 ou 432 pots           |

**NORMES**

BACTERICIDE : Norme EN 1040-EN1276-EN13697  
 FONGICIDE : Norme EN 1275-EN1650-EN13697  
 SPORICIDE : Norme EN 13704  
 VIRUCIDE : Norme EN 14476

**Réglementation EGALIM**

« Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement » TP2 et TP4

**DILUTION :**

Pour un entretien préventif 1 pastille dans 10 litres d'eau.  
 L'eau tiède accélère la dissolution de la pastille.  
 Selon utilisation se reporter au tableau ci-dessous (feuille annexe)

**PROPRIETE :**

Désinfection des locaux, poubelles, sols, sanitaires, ...  
 Utilisé pour le blanchiment du linge.  
 Nettoyage et désinfection divers.  
 Désinfecter votre surface de façon habituelle.

**SECURITE**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
 Tenir hors de portée des enfants.  
 Lire l'étiquette avant utilisation.  
 Eviter de respirer les poussières.  
 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
 Eviter le rejet dans l'environnement.  
 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/unéquipement de protection des yeux/visage.  
 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTI POISON ou un médecin en cas de malaise.  
 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.  
 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.  
 Continuer à rincer.  
 Rincer la bouche.  
 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.  
 Recueillir le produit répandu.  
 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 Eliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.  
 Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toutes utilisations, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



**ACTIVITE DESINFECTANTE DE PASTILLES CONTENANT DU SDIC**Poids d'une pastille  
% de chlore actif3,3 grammes  
45%

| Normes                      | Conditions de l'essais                      | Concentration exprimée en % de chlore actif | Pour 1 litre il faut (en nbre de pastille) | Pour 10 litres il faut (en nbre entier de pastilles) |
|-----------------------------|---|---|--|--|
| <b>ACTIVITE BACTERICIDE</b> |   |   |  |  |
| EN 1040                     | 5 min 20°C                                  | 0,0036%                                     | 0,02                                       | 1  |
| EN 1276                     | Conditions de propreté 5 min 20°C           | 0,0072%                                     | 0,05                                       | 1  |
|                             | Conditions de saleté 5 minutes 20°C         | 0,0720%                                     | 0,46                                       | 5  |
| EN 13697                    | Conditions de propreté 5 min                | 0,0390%                                     | 0,25                                       | 3  |
|                             | Conditions de propreté 15 min               | 0,0260%                                     | 0,17                                       | 2  |
|                             | Conditions de saleté 5 minutes              | 0,1300%                                     | 0,84                                       | 9  |
|                             | Conditions de saleté 15 minutes T° ambiante | 0,0780%                                     | 0,50                                       | 5  |
| <b>ACTIVITE FONGICIDE</b>   |   |   |  |  |
| EN 1275                     | 15 min 20°C                                 | 0,0360%                                     | 0,23                                       | 3  |
| EN 1650                     | Conditions de propreté 5 minutes 20°C       | 0,0360%                                     | 0,23                                       | 3  |
|                             | Conditions de saleté 5 minutes 20°C         | 0,1800%                                     | 1,16                                       | 12   |
| EN 13697                    | Conditions de propreté 15 min               | 0,0780%                                     | 0,50                                       | 6  |
|                             | Conditions de saleté 15 minutes T° ambiante | 0,1300%                                     | 0,84                                       | 9  |
| <b>ACTIVITE SPORICIDE</b>   |   |   |  |  |
| EN 13704                    | 60 minutes                                  | 0,0390%                                     | 0,25                                       | 3  |
|                             | 15 minutes 20°C                             | 1,0400%                                     | 6,71                                       | 70   |
| <b>ACTIVITE VIRUCIDE</b>    |   |   |  |  |
| EN 14476                    | Conditions de saleté 15 min 20°C            | 0,2500%                                     | 1,61                                       | 17   |

