


## FICHE TECHNIQUE

Révision 4 – juillet 2014

Désignation du produit : Tube 12 ml

### Spécifications

	160101
	
Description	Tube de 12 ml, fond rond
Dimension	Ø [mm] x hauteur [mm] : 16 x 100
Volume	Volume nominal : 12 ml Volume de travail : 10.5 ml
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	-
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	6200 x g: rotor angulaire 5800 x g: rotor nacelles
Durée de vie	-
Autres informations	-

### Conditionnement

Conditionnement	1600
-----------------	------